

Anti-Occludin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16625

Artikelnummer: CM0030566



Einführung

Occludin-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu menschlichem, murinem und Ratten-Tight-Junction-Protein für Forschung zur parazellulären Permeabilität und HCV-Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Occludin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	100506658
GenID	100506658
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 400-522 von menschlichem Occludin (NP_002529.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16625
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel