

Anti-Ociad1 Polyclonal Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx40

Artikelnummer: CM0017808

Einführung

Kaninchen-polklonale Antikörper gegen menschliches OCIAD1, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Anwendungen in der Stammzell- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OCIAD1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	OCIA; ASRIJ; TPA018; OCIAD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54940
GenID	54940
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-245 von menschlichem OCIAD1 (NP_060300.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NX40
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel