

Anti-Ociad2 Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q56VI3

Artikelnummer: CM0015620

Einführung

Hochwertiger polyklonaler OCIAD2-Antikörper aus Kaninchen, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in humanen Proben. Ideal für Forschung zur Assemblierung des mitochondrialen Komplexes III und zur STAT3-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Wert
Produktname	OCIAD2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	OCIAD2
Spezies	Mensch
GeneID	132299
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-99 von menschlichem OCIAD2 (NP_689611.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q56VL3
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel