

Anti-OCrl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q01968

Artikelnummer: CM0020931



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches OCRL (Q01968) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt die an endosomalem Transport und Cilienfunktion beteiligte Inositol-Polyphosphat-5-Phosphatase. Geeignet für die Forschung zum Lowe-Syndrom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] OCRL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LOCRL; DENT2; NPHL2; OCRL1; Dent-2; INPP5F; OCRL-1; RL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4952
Gen-ID	4952
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 von menschlichem OCRL (NP_001578.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01968
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel