

Anti-Oct4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q01860

Artikelnummer: CM0029987



Einführung

OCT4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem und murinem OCT4, einem Schlüssel-Transkriptionsfaktor für die Pluripotenz embryonaler Stammzellen. Ideal für die Entwicklungsbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OCT4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OCT3; OCT4; OTF3; OTF4; OTF-3; Oct-3; Oct-4; Oct3/4
Spezies	Human
GeneID	5460 (Human)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 210-310 von humanem 4-oct (NP_002692.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q01860
Protein-Gewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel