

Anti-Odc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P11926

Artikelnummer: CM0019532



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ODC1 (Ornithindecaboxylase), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Polyamin-Biosynthese und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ODC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ODC; BABS; NEDBA; NEDBIA; ODC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4953
Gen-ID	4953
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-280 von humanem ODC1 (NP_002530.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11926
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel