

Anti-Odf1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14990

Artikelnummer: CM0022713

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ODF1 für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte, geeignet für die Forschung zu den äußeren dichten Fasern des Spermienschwanzes und zur Spermatogenese, Proteingewicht 28 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ODF1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ODF; RT7; ODF2; ODFP; SODF; CT133; ODF27; ODFPG; HSPB10; ODFPGA; ODFPGB; ODF1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4956
GeneID	4956
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 80–180 des humanen ODF1 (NP_077721.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14990
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlakku