

Anti-Odf2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q5Bjf6

Artikelnummer: CM0016524

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ODF2, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ODF2 (~95 kDa). Geeignet für Zentrosom/Zentriol- und Spermien-Schwanz-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ODF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT134; ODF84; ODF2/1; ODF2/2; ODF2
Spezies	Human
GeneID (Human)	4957
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 630-829 von humanem ODF2 (NP_702911.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q5BJF6
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eistasche