

Monoklonaler Anti-Ogdh-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q02218

Artikelnummer: CM0003151



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes OGDH, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Krebszyklus und zur metabolischen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OGDH Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	E1k; E1o; KGD1; OGDC; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4967
GeneID	4967
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 869-1023 des menschlichen OGDH (NP_002532.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02218
Proteingewicht	116 kDa
Versand	Eispackung