

Anti-Ogdh Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02218

Artikelnummer: CM0030231



Einführung

OGDH Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper zum Nachweis von 2-Oxoglutarat-Dehydrogenase E1 (OGDH) in Proben von Mensch, Maus und Ratte mittels WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Geeignet für Studien zum Krebs-Zyklus und zum mitochondrialen Metabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OGDH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	E1k; E1o; KGD1; OGDC; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4967
GenID	4967
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 148-427 von humanem OGDH (NP_001003941.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02218
Proteinmasse	116 kDa
Versand	Eisbeutel