

Anti-Ogfr Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzt2

Artikelnummer: CM0025478

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes OGFR (Opioid-Wachstumsfaktor-Rezeptor). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Entwickelt für die Forschung zu Wachstumsregulation und Opioid-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OGFR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OGFR
Spezies	Human
GeneID (Human)	11054
GeneID	11054
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 358-482 von humanem OGFR (NP_031372.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZT2
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel