


Anti-Ogg1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O15527

Artikelnummer: CM0008061



Einführung

OGG1 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA in Mensch, Ratte. Ziel ist humanes OGG1 (O15527), ein DNA-Reparaturenzym, das 8-Oxoguanin-Läsionen ausschneidet. Ideal für Krebs- und Alterungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OGG1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4968
GeneID	4968
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 246-345 von humanem OGG1 (O15527) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O15527
Protein-Gewicht	39 kDa
Versand	Eistüte