


Anti-Ogg1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O15527

Artikelnummer: CM0017670



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes OGG1 (8-Oxoguanin-DNA-Glykosylase). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Rattenprotein. Zur Verwendung in Studien zur DNA-Reparatur mit dem Ziel der N-Glykosylase/DNA-Lyase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OGG1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4968
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-345 des humanen OGG1 (NP_002533.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15527
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Kühlakku