


Anti-Ogt Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa, Chip - O15294

Artikelnummer: CM0005656



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen O-GlcNAc-Transferase (OGT), validiert für Western Blot, ELISA und ChIP, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von O-GlcNAcylierung, Chromatinregulation und Insulin-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OGT Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	OGT1; HRNT1; MRX106; XLID106; HINCUT-1; O-GLCNAC; OGT
Spezies	Human
GeneID (human)	8473
GeneID	8473
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 947-1046 von humanem OGT (O15294) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O15294
Protein-Gewicht	117kDa
Versand	Eistasche