


Anti-Ola1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ntk5

Artikelnummer: CM0016822



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes OLA1 (DOC45, GTPBP9). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Krebsforschung und Studien zum zellulären Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OLA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DOC45, GBP45, GTBP9, GTPBP9, PTD004, OLA1
Spezies	Mensch
GenID	29789
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 130-310 von humanem OLA1 (NP_037473.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NTK5
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel