

Anti-Olfm4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Ux06

Artikelnummer: CM0014623

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes OLFM4, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt OLFM4 in humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Krebsforschung und Zelladhäsionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OLFM4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GC1; OLM4; OlfD; GW112; hGC-1; hOlfD; UNQ362; bA209J19.1; OLFM4
Spezies	Human
GeneID (Human)	10562
GeneID	10562
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 211-510 von humanem OLFM4 (NP_006409.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6UX06
Protein-Gewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel