

## Anti-Olig1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tak6

Artikelnummer: CM0002173

### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Olig1 (Q8TAK6) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes Olig1. Geeignet für Forschung zur Gliogenese, Oligodendrozytenentwicklung und Gliom-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Olig1 Rabbit mAb                                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | BHLHB6; BHLHE21; Olig1                                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                |
| GenID             | 116448                                                                                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 172-271 von menschlichem Olig1 (Q8TAK6) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                   |
| SWISS             | Q8TAK6                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 28kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                             |