

Anti-Olig2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q13516

Artikelnummer: CM0008064

Einführung

Olig2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt endogene Olig2-Spiegel in Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Oligodendrozyten, Motoneuronen und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Olig2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19
Spezies	Mensch
GeneID (human)	10215
GeneID	10215
Immunogen	Synthetisches Peptid von humanem Olig2
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13516
Protein-Gewicht	32 kDa
Versand	Eistasche