

Anti-Olig2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13516

Artikelnummer: CM0010971

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes OLIG2, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, IHC und ELISA. Geeignet für die Erforschung der Spezifikation von Oligodendrozyten und Motoneuronen, Gliogenese und Gliomgenese. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Olig2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19
Spezies	Human
GeneID (Human)	10215
GeneID	10215
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 168-323 von humanem OLIG2 (NP_005797.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13516
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel