

Polyklonaler Anti-Olig2-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13516

Artikelnummer: CM0014733

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Olig2, geeignet für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-Olig2. Ideal für die Erforschung der Neuroentwicklung und von Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Olig2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BHLHB1, OLIGO2, RACK17, PRKCBP2, bHLHe19, Olig2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10215
Gen-ID	10215
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-80 des humanen Olig2 (NP_005797.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13516
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Kühlakku