

Anti-Olig2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13516

Artikelnummer: CM0010100

Einführung

Olig2 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Detektiert endogenes menschliches, murine und Ratten Olig2 (~32 kDa). Unentbehrlich für Forschung zur Entwicklung von Oligodendrozyten und Motoneuronen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Olig2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19; Olig2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10215
GenID	10215
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem Olig2 (Q13516) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q13516
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eiskühlung