

Anti-Olig3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Rtu3

Artikelnummer: CM0002831

Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Olig3, ein Transkriptionsfaktor für die Spezifikation von Rückenmarksneuronen. Validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für neurowissenschaftliche Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Olig3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	Bhlhb7; bHLHe20; Olig3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	167826
Gen-ID	167826
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 173-272 von menschlichem Olig3 (Q7RTU3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q7RTU3
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel