

Anti-OLr1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78380

Artikelnummer: CM0019370



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes OLR1 (LOX-1). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Ideal für Atherosklerose- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OLR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LOX1; LOXIN; SLOX1; CLEC8A; SCARE1; OLR1
Spezies	Mensch
Gen-ID	4973 (human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 58-273 von humanem OLR1 (NP_002534.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P78380
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel