

Anti-OLr1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - P78380

Artikelnummer: CM0014440



Einführung

Detektieren Sie oxidierten LDL-Rezeptor 1 (OLR1/LOX-1) mit diesem kaninchen polyklonalen Antikörper, validiert für WB und ELISA. Geeignet für Forschung zu Atherosklerose und kardiovaskulären Erkrankungen. Kreuzreagiert mit murinem OLR1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	OLR1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	LOX1; LOXIN; SLOX1; CLEC8A; SCARE1; OLR1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4973
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem OLR1 (NP_002534.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P78380
Proteinmasse	31 kDa
Versand	Eisbeutel