

Anti-Oma1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96E52

Artikelnummer: CM0019428

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches OMA1, eine mitochondriale Metalloprotease, die an Qualitätskontrolle und Apoptose beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu mitochondrialer Dynamik und Stressantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OMA1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DAB1; MPRP1; MPRP-1; YKR087C; ZMPOMA1; Peptidase; 2010001009Rik; OMA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	115209
GenID	115209
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 421-520 von menschlichem OMA1 (NP_660286.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96E52
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel