

Anti-Oma1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96E52

Artikelnummer: CM0015988

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen OMA1, eine mitochondriale Metalloprotease, die für Qualitätskontrolle und Stressantwort essentiell ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit humanen und murinen Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OMA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DAB1; MPRP1; MPRP-1; YKR087C; ZMPOMA1; Peptidase; 2010001009Rik; OMA1
Spezies	Human
GeneID (Human)	115209
GeneID	115209
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96E52
Protein-Gewicht	60kDa
Versand	Eistasche