

Anti-Oncomodulin-2 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P0Ce71

Artikelnummer: CM0019740

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes Oncomodulin-2 (OM, OCM, OCM2). Validiert für Western Blot und ELISA, reagiert kreuzreagierend mit Ratte. Ideal für die Forschung an kalziumbindenden Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OCM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OM; OCM; OCM2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4951
GenID	4951
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-109 des menschlichen OCM2 (NP_006179.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P0CE71
Proteinmasse	12 kDa
Versand	Eisbeutel