

Anti-Oncostatin-M-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P13725

Artikelnummer: CM0010628



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Oncostatin M (OSM), validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zu Entzündungen, Krebs und Zytokinsignalen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Oncostatin-M-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	OSM; Oncostatin-M; Oncostatin M
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5008
GeneID	5008
Immunogen	Synthetisches Peptid: eine Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Oncostatin M (P13725)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13725
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel