

Anti-Onecut1 Poliklonaler Antikörper Für Wb - Q9Ubc0

Artikelnummer: CM0015350

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches ONECUT1 (HNF6), geeignet für WB und ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte. Relevant für Studien zur Lebergentranskription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ONECUT1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	HNF6; HNF-6; HNF6A; ONECUT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3175
GenID	3175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 167-292 des menschlichen ONECUT1 (NP_004489.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBC0
Proteinmasse	51kDa
Versand	Eispackung