


Anti-Opa1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - O60313

Artikelnummer: CM0009704



Einführung

OPA1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, IF/ICC, IF-P und ELISA. Humanes OPA1-Immunogen, kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Für Forschung zu mitochondrialer Fusion, Cristae-Remodelling und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OPA1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NPG; NTG; MGM1; BERHS; largeG; MTDPS14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4976
GenID	4976
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 210-573 von humanem OPA1 (NP_056375.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60313
Proteingewicht	108-118 kDa
Versand	Eisbeutel