

Anti-Opa3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H6K4

Artikelnummer: CM0026290

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-OPA3-Antikörper aus Kaninchen validiert für Anwendungen in Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von mitochondrialer Funktion und Optikatrophy.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OPA3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MGA3; OPA3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	80207
GenID	80207
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-179 des menschlichen OPA3 (NP_079412.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H6K4
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel