

Anti-Opcml Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q14982

Artikelnummer: CM0030945



Einführung

Hochwertiges Kaninchen-polyclonales Antikörper, das auf OPCML (Opioid-Bindeprotein/Zelladhäsionsmolekül, IgLON-Familienmitglied 1) abzielt. Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Erwartetes Molekulargewicht: 38 kDa. Ideal für neurowissenschaftliche und zelladhäsionsbezogene Forschung - Q14982.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OPCML Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	OPCM; OBCAM; IGLON1; OPCML
Spezies	Mensch
GenID	4978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 246-345 des menschlichen OPCML (NP_002536.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14982
Proteinmolekulargewicht	38 kDa
Versand	Eispackung