

Anti-Oplah Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O14841

Artikelnummer: CM0014790

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches OPLAH (5-Oxoprolinase), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an Glutamatstoffwechsel und Glutathionabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OPLAH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OPLA; OPLAHD; 5-Opase; OPLAH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26873
GenID	26873
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1119-1288 von menschlichem OPLAH (NP_060040.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14841
Proteingewicht	137kDa
Versand	Eisbeutel