

Anti-Opn5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6U736

Artikelnummer: CM0019964

Einführung

CamelBios OPN5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Opsin-5-Photorezeptorfunktion in zirkadianen Rhythmen und der Netzhautentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OPN5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PGR12; GPR136; GRP136; TMEM13; OPN5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	221391
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem OPN5 (NP_859528.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6U736
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel