

Anti-Oprd1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P41143

Artikelnummer: CM0030049



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes OPRD1 (Delta-Opioid-Rezeptor), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Anwendungen in der Neurowissenschaft und Schmerzforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OPRD1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	DOP; DOR; DOR1; OPRD; OPRD1
Spezies	Human
GeneID (Human)	4985
GeneID	4985
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-372 des humanen OPRD1 entspricht (NP_000902.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P41143
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel