

Anti-Oprl1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P41146

Artikelnummer: CM0025835



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches OPR11 (Nozizeptin-Rezeptor, Alias NOP, KOR-3), geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Nützlich zur Untersuchung der Schmerzwahrnehmung, Nozizeption, der motorischen Aktivität und der Signalwege der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OPRL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NOP, OOR, KOR3, NOPr, OPRL, ORL1, KOR-3, NOCIR, PNOCR, OPRL1
Spezies	Mensch
GenID	4987
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 270-370 des menschlichen OPRL1 (NP_000904.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41146
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel