

Anti-Opticin (Optc) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ubm4

Artikelnummer: CM0021353

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches OPTC (Opticin), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen (Aminosäuren 20-115). Ideal für Studien zu Angiogenese und extrazellulärer Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OPTC Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	OPT; OPTC
Art	Mensch
GenID (Mensch)	26254
GenID	26254
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-115 von menschlichem OPTC (NP_055174.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UBM4
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel