

Anti-Or10H3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60404

Artikelnummer: CM0020324

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den menschlichen Geruchsrezeptor 10H3 (OR10H3), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Geruchsforschung und GPCR-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OR10H3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OR10H3
Art	Mensch
GenID (Mensch)	26532
GenID	26532
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem OR10H3 (NP_039227.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60404
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel