

Anti-Or1A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9P1Q5

Artikelnummer: CM0020275

Einführung

OR1AA1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattigem Riechrezeptor 1A1; ideal für GPCR- und Sensorik-Transduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OR1A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OR17-7; OR1A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8383
GenID	8383
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P1Q5
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel