

Anti-Orai1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96D31

Artikelnummer: CM0025383



Einführung

ORAI1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt ORAI1 (CRACM1) in Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung des speicheroperierten Kalziumeintritts, Immunsignalwege und Kanalfunktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ORAI1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMD9; TAM2; ORAT1; CRACM1; TMEM142A; ORAI1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84876
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem ORAI1 (NP_116179.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96D31
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel