

Anti-Orc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13415

Artikelnummer: CM0016642



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches ORC1, validiert für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung der Funktion des Ursprungserkennungskomplexes bei der DNA-Replikation und der Assemblierung des Prä-Replikationskomplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ORC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ORC1L; PARC1; HSORC1; ORC1
Spezies	Mensch
Gen-ID	4998
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 696-856 von menschlichem ORC1 (NP_001177748.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13415
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Eisbeutel