

Polyklonaler Anti-Orc2-Antikörper Für Wb, Elisa - Q13416

Artikelnummer: CM0022814



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ORC2 (Untereinheit 2 des Ursprungs-Erkennungskomplexes) für WB und ELISA. Ideal für Untersuchungen zur DNA-Replikation und zum Chromatin – Q13416

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ORC2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ORC2L; ORC2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4999
Gen-ID	4999
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 458-577 des humanen ORC2 (NP_006181.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13416
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel