


Anti-Orc6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5N6

Artikelnummer: CM0029560



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ORC6, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur DNA-Replikation und zum Origin Recognition Complex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ORC6 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	ORC6L; ORC6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23594
Gen-ID	23594
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-252 des humanen ORC6 (NP_055136.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5N6
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel