


## Anti-Orc6 Polyklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5N6

Artikelnummer: CM0029267



### Einführung

ORC6 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt die Untereinheit 6 des Ursprungs-Erkennungskomplexes (28 kDa, Q9Y5N6), beteiligt an der Initiierung der DNA-Replikation. Ideal für Studien zur Nukleolus- und DNA-Replikation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ORC6 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | ORC6L; ORC6                                                                                                               |
| Spezies           | Human                                                                                                                     |
| GeneID (human)    | 23594                                                                                                                     |
| GeneID            | 23594                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-252 von humanem ORC6 (NP_055136.1) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                        |
| SWISS             | Q9Y5N6                                                                                                                    |
| Protein-Gewicht   | 28kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                 |