

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Anti-Orexin B/Hypocretin-2 Für Wb, Elisa - O43612

Artikelnummer: CM0019079



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Orexin B/Hypocretin-2, validiert für WB und ELISA. Ideal zur Untersuchung von Fressverhalten, Energiestoffwechsel und Schlaf-Wach-Regulation. – O43612

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Orexin B/Hypocretin-2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	OX; PPOX; NRCLP1
Art	Human
GeneID (Mensch)	3060
GeneID	3060
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend den Aminosäuren 1-100 des humanen Orexin B/Hypocretin-2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O43612
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Kühlakku