


Anti-Orm1/2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P02763 / P19652

Artikelnummer: CM0002323



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches ORM1/2 (Alpha-1-Säureglykoprotein 1/2), geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Akutphasenproteinen, Entzündungen und Arzneimitteltransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ORM1/2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	AGP-B; AGP-B'; AGP2; ORM1/2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	5004/5005
GenID	5004/5005
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02763/P19652
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel