


Anti-Ormdl3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8N138

Artikelnummer: CM0017518



Einführung

Dieser polyklonale Antikörper zielt auf ORMDL3 ab, ein ER-Membranprotein, das für die Regulation der Sphingolipid-Biosynthese essentiell ist. Validiert für Western Blot und ELISA, reagiert er mit humanen und murinen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ORMDL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ORMDL3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	94103
Gen-ID	94103
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen ORMDL3 (NP_644809.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8N138
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel