


Anti-Orp1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxw6

Artikelnummer: CM0011974



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ORP1 (OSBPL1A), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. ORP1 ist ein spät-endosomales Sterol-bindendes Protein, das am Cholesterintransport und der RAB7A-Regulation beteiligt ist, ideal für die Lipidstoffwechselforschung und die IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ORP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ORP1; ORP-1; OSBPL1B
Spezies	Human
GeneID (human)	114876
GeneID	114876
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 851-950 von humanem ORP1 (Q9BXW6) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXW6
Protein-Gewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel