

Polyklonaler Anti-Osaldh2B1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9FrX7

Artikelnummer: CM0020159

Einführung

Kaninchen-polyklonaler OsALDH2B1-Antikörper (59 kDa), validiert für WB und ELISA, der spezifisch Oryza sativa ALDH2B1 erkennt. Ideal für die Erforschung pflanzlicher Aldehyddehydrogenasen und landwirtschaftliche Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsALDH2B1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Aldh2b; OsALDH2B1
Art	Oryza sativa
GeneID	4340725
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-100 von Oryza sativa OsALDH2B1 (Q9FRX7) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q9FRX7
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Kühlakku