

Anti-Osarf19-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q0D9R7

Artikelnummer: CM0021804

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen den Auxin-Reaktionsfaktor 19 aus Reis (OsARF19, OsARF7a). Validiert für Anwendungen im Western Blot (WB) und ELISA. Geeignet für die Forschung an *Oryza sativa*; beteiligt an der Auxin-Signalübertragung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsARF19-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ARF19; ARF7A; OsARF7a; OJ1215_E11.1; OsARF19
Art	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4341978
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 800-900 von <i>Oryza sativa</i> OsARF19 (Q0D9R7) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0D9R7
Proteingewicht	128 kDa
Versand	Kühltasche